



Protein L-Agarose MAG2 の性能 従来品との比較


製品仕様

	Protein L-Agarose MAG2 (後継品)			Protein L-Agarose MAG (従来品)		
ゲルマトリックス	4% 高度架橋磁性アガロース			4% 高度架橋磁性アガロース		
粒子径	30-50 μm			30-50 μm		
結合容量	>40 mg human IgG / mL gel			>50 mg human IgG / mL gel		
価格(税別)	P-054-1	1 mL	15,000 円	P-051-1	1 mL	18,000 円
	P-054-10	10 mL	80,000 円	P-051-10	10 mL	98,000 円


結合容量



マウス血清中 IgG 精製



IgG 結合量



プロテノバ株式会社

〒769-2604

香川県東かがわ市西村1488番地1

TEL 0879-49-0702 / FAX 0879-49-0703

ホームページ <http://protenova.com>